


お散歩コール

テクノスジャパン

家から出ようとする、知らせます



現在地の地図をメールで知らせる

*オプションの使用には別途サービス利用料が掛かります。
*オプション設定用のアプリはQRコードからインストールできます。

iPhone APP STORE
Android Google Play

TECHNOS お散歩アプリ

杖や歩行器にワンタッチでかんたん取付け!

介護保険レンタル対象

「お散歩タグ」を取り付けた杖などを持ち出すと、「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。

介護保険レンタル対象外 ※オプション (GPS)

位置情報などの通知をメールでお知らせします。

型式	商品コード	TAISコード
OGP-1	764535	00318-000179

- サイズ: お散歩タグ / 3.5×7×2.6cm
見守ガイド / 11.5×6.9×2.8cm
 - 電源: お散歩タグ / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
見守ガイド / ACアダプタ (AC100V)
- 〈セット内容〉お散歩タグ、見守ガイド




お散歩タグ



見守ガイド

家族コール				
	[A] 床センサー K	[B] ベッドセンサー K	[C] 超音波・赤外線センサー K	[D] ドアスイッチ K
センサーの種類				
対象者	ひとり歩きが心配な人。 ※仕組みがわかりやすく、最も広く使用されているオスセンサーです。	動きが速い、下肢の筋力が低下しているなど、最も早めの報知が必要な人。	設置場所が自在に変えられるので、対象者の状況に合わせて報知のタイミングを調整できます。	部屋から出るタイミングで報知が必要な人。扉の動きで確実に動作します。

建物内限定



携帯型受信器で報知
スマートK



持ち運べて操作がかんたん

通達距離: 約80m (見通し)

※中継器をご用意しております。
商品コード: 991295

家族コール3A・スマート テクノスジャパン

床に足を置くと、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3A	764440	00318-000150

- サイズ: 100×50×0.3cm
 - 電源: コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
- 〈セット内容〉床センサーK、コンソール、スマートK



家族コール3C・スマート テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3C	764450	00318-000152

- サイズ: 11×7×3.5cm
 - 電源: 超音波・赤外線センサーK / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
- 〈セット内容〉超音波・赤外線センサーK、スマートK



家族コール3B・スマート テクノスジャパン

ベッドから起き上がると、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3B	764445	00318-000151

- サイズ: 80×25×0.6cm
 - 電源: コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
- 〈セット内容〉ベッドセンサーK、コンソール、スマートK



家族コール3D・スマート テクノスジャパン

ドアを開けると、スマートKで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKSM-3D	764455	00318-000153


- サイズ: ①5×1.2×1.2cm, ②5×1×1.2cm
 - 電源: コンソール / 9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ (AC100V)
スマートK / 内蔵リチウムイオン電池 (専用ワイヤレス充電器)
- 〈セット内容〉ドアスイッチK、コンソール、スマートK



家族コール1 A・Bタイプ、家族コール2 A・B・Cタイプもご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

建物内限定




固定型受信器で報知
メロディチャイム



リビングや話所に

到達距離：約100m(見通し)

どこでも広範囲



スマホ・携帯電話で報知



外出中でも、
別居していても

センサーの作動を
メールで知らせる

※専用アプリはQRコード
からインストールできます。

iPhone

APP STORE



Android

Google Play



見守りアプリ

家族コール3A・メロディチャイム テクノスジャパン

床に足を置くと、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3A	764420	00318-000146

- サイズ：100×50×0.3cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
メロディチャイム／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉床センサー-K、コンソール、メロディチャイム



家族コール3C・メロディチャイム テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3C	764430	00318-000148

- サイズ：11×7×3.5cm
- 電源：超音波・赤外線センサー-K／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
メロディチャイム／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉超音波・赤外線センサー-K、メロディチャイム



家族コールワイド・A テクノスジャパン

床に足を置くと、スマホや携帯電話に知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKW-1A	764480	00318-000171

- サイズ：100×50×0.3cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
見守ルーター／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉床センサー-K、コンソール、見守ルーター



家族コールワイド・C テクノスジャパン

照射範囲内に入ると、スマホや携帯電話に知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKW-1C	764490	00318-000173

- サイズ：11×7×3.5cm
- 電源：超音波・赤外線センサー-K／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
見守ルーター／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉超音波・赤外線センサー-K、見守ルーター



家族コール3B・メロディチャイム テクノスジャパン

ベッドから起き上がると、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3B	764425	00318-000147

- サイズ：80×25×0.6cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
メロディチャイム／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉ベッドセンサー-K、コンソール、メロディチャイム



家族コール3D・メロディチャイム テクノスジャパン

ドアを開けると、メロディチャイムで知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HK-3D	764435	00318-000149

- サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
メロディチャイム／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉ドアスイッチ-K、コンソール、メロディチャイム



家族コールワイド・B テクノスジャパン

起き上がると、スマホや携帯電話に知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKW-1B	764485	00318-000172

- サイズ：80×25×0.6cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
見守ルーター／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉ベッドセンサー-K、コンソール、見守ルーター



家族コールワイド・D テクノスジャパン

ドアを開けると、スマホや携帯電話に知らせます

型式	商品コード	TAISコード
HKW-1D	764495	00318-000174

- サイズ：①5×1.2×1.2cm、②5×1×1.2cm
- 電源：コンソール／9Vアルカリ電池1個またはACアダプタ(AC100V)
見守ルーター／ACアダプタ(AC100V)

〈セット内容〉ドアスイッチ-K、コンソール、見守ルーター



コールマット・徘徊コールⅢ テクノスジャパン

利用者もスタッフも安心して使える離床センサー

型式	商品コード	TAISコード
HC-3	764055	00318-000037

- サイズ：マットスイッチ／120×50×0.4cm
- 〈セット内容〉マットスイッチ、中継ボックス



対象者

- 立位保持に不安がある方
- ひとり歩きに不安がある方

各種ナースコールに対応



※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

ベッドコール・ケーブルタイプ テクノスジャパン

上体を起こすとナースコールで知らせます!

型式	商品コード	TAISコード
BC-2	764500	00318-000144

- サイズ：ベッドセンサー／80×25×0.6cm
- 〈セット内容〉ベッドセンサー、中継ボックス



対象者

- 下肢筋力が低下し転倒リスクが高い方
- 動きが速く、早めの報知が必要な方

※地域によっては対応ができない場合もございます。

各種ナースコールに対応



※QRコードより、ナースコール参照図をご確認いただき、お使いのナースコール番号をご指定ください。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

見守りSENSE α (赤外線センサータイプ) パラマウントベッド

赤外線センサーをベッドやドアなどに取り付けて、起きあがりや離床、特定の場所への移動を検知、無線で受信機にお知らせします

型式	TAISコード	セット内容
NN-3321	00170-001213	赤外線センサー×1+受信機×1
NN-3341	00170-001350	赤外線センサー×1+受信機×1+送信機(中継機)×1

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用赤外線センサー	991331	00170-001212
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 13.5×φ4.5cm ●検知範囲: 0.5・1.0・1.5m
- (赤外線センサー) 電源: 単3電池2本・電源ケーブル (AC100V)
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)

※赤外線センサーは送信機能を内蔵しているので、別途、送信機を用意する必要はありません。

検知範囲
0.5・1.0・1.5m
(見通し)



赤外線センサー



赤外線センサー
目的に合わせてベッドやドアに設置できる台座(マグネット)とアタッチメント(クランプ)が付属。検知時に点灯する照明機能も利用可能。



受信機
音・文字・振動でお知らせ。



赤外線センサー

<NN-3321>



<NN-3341>



見守りSENSE α (フロアタイプ) パラマウントベッド

使用者のベッドからの離床または特定の場所(居室の入口、トイレ、玄関など)への移動を検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 全幅100×全長50×全高0.6cm
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)
- 最大使用者体重: 138kg

到達距離
約100m(見通し)



受信機 送信機(中継機)

<NN-3221>



<NN-3231>



見守りSENSE α (ベッドタイプ) パラマウントベッド

ベッド上での使用者の起きあがりを検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ: 全幅78×全長28×全高0.8cm
- (受信機) 電源: 充電電池 (ニッケル水素電池)・電源ケーブル (5V/1A)
- (送信機) 電源: 単4電池・電源ケーブル (5V/1A)
- 最大使用者体重: 138kg

到達距離
約100m(見通し)



受信機 送信機(中継機)

<NN-3121>



<NN-3131>



トイレ用フレーム

フィットレストII パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-321	758870	00170-000961


- 寸法: 幅69~72(無段階)×奥行55cm
- 高さ: 55~70cm(3cm刻み6段階)
- 重量: 13kg ●最大使用者体重: 100kg

- <材質>
- アームレスト: 発泡ウレタン
 - フレーム: スチール製(電着・粉体塗装仕上げ)
 - 脚: ポリプロピレン
 - アジャスター: スチレンゴム
 - 連結アーム: スチール(電着・粉体塗装仕上げ)
 - ノブホルト: ABS樹脂、ステンレス

- 使いやすい
様々な使い方に対応するアームレスト
- 移乗しやすい
アームレストのスライド調節はねあげが可能
- 設置しやすい
工具不要で、前側からの固定が可能



Fit rest II
フィットレスト II



サービスコード (手すり) 介護給付: 171007 / 予防給付: 671007

洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげR2 アロン化成

商品コード	TAISコード
757910	00221-000458

- サイズ: 全幅66×全高55~70×奥行55cm
- 重量: 10kg

- <材質>
- フレーム: ステンレス
 - 肘掛け: ラバーウッド無垢材

- 肘かけがはね上がるので
移乗に便利
レンタルに最適なステンレス製



在庫限定