

アットグリップ トイレサポート

アロン化成



タイプ	型式	商品コード	TAISコード
片側はねあげタイプ	H-S	759285	00221-000577
両側はねあげタイプ	H-T	759290	00221-000578

どんな便器にも、トイレ環境にも置く「置くだけ」タイプ

- サイズ: 幅66×奥行47×高さ56~65cm
- 重量: H-S/約11.8kg、H-T/約14.6kg
- <材質>
- 木製ひじ掛け: ラバーウッド無垢材
- 支柱: ベースプレート: スチール
- 支柱カバー: ポリエチレン
- 専用マット: ポリエステル・ポリウレタン




手すりの位置を前後左右に調節できます


左右調節(ひじ掛け内寸)
支柱を180度回転させることでひじ掛け内寸を調節できます。




高さ調節ができます
体格に合わせて調節できます。



前後調節
支柱の固定位置を変えることで前後に調節できます。



片ひじ掛けも選べます
障害物がある場合や、身体状況に応じて片ひじ掛けも選べます。



たちあつぷ

矢崎化工



型式	商品コード
CKA-01-1	758420
TAISコード	00055-000119

- 高さ: 70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm
- 手すり間口: 33.8cm
- 重量: 11.9kg

- <材質>
- ベース部: スチール
- フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ



在庫限定

たちあつぷ

矢崎化工



型式	商品コード
CKA-02-1	758425
TAISコード	00055-000120

- 高さ: 70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm
- 手すり間口: 33.8cm
- 重量: 15.7kg

- <材質>
- ベース部: スチール
- フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ



たちあつぷ

矢崎化工



型式	商品コード
CKA-03	758121
TAISコード	00055-000073

- 高さ: 70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm
- 手すり間口: 26.5×35.2cm
- 重量: 15.4kg

- <材質>
- ベース部: スチール
- フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ



在庫限定

たちあつぷ

矢崎化工



型式	商品コード
CKA-04	758126
TAISコード	00055-000074

- 高さ: 70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm
- 手すり間口: 77.8cm
- 重量: 16kg

- <材質>
- ベース部: スチール
- フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ



在庫限定

かじよくんCKA-Kもご用意しております。

楽起(らっきい) 縦型

山崎産業



型式	商品コード
YM-103L-ID	758505
TAISコード	01339-000007

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



楽どめ付もご用意しております。

楽起(らっきい) 横型

山崎産業



型式	商品コード
YM-102L-ID	758500
TAISコード	01339-000006

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



楽どめ付もご用意しております。

楽起(らっきい) 介助バー型

山崎産業



型式	商品コード
YM-101L-ID	758510
TAISコード	01339-000005

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



楽どめ付もご用意しております。

楽起(らっきい) 狭所用波型

山崎産業



型式	商品コード
YM-118L-ID	758535
TAISコード	01339-000020

- サイズ: 幅50×奥行50×高さ71~85cm
- 重量: 約17kg

狭いスペースにも簡単に設置!!



楽どめ/ウエイト5kg付もご用意しております。

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

楽起ワイド(介助バー型/縦型)、楽どめもご用意しております。

特殊寝台

特殊付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排便装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

35

クリンディ

パナソニック



型式	商品コード	TAISコード
PN-L80501	758965	00980-000326

<クリンディベッド用アーム付>

型式	TAISコード
PN-L80501	00980-000328

クリンディ ベッド用アーム	型式	商品コード
	PN-L80511	758970

- サイズ:幅46×奥行78×高さ70~80cm(2.5cm間隔5段階)
- ベース厚さ:1.2cm
- 重量:18kg ●最大使用者体重:100kg
- <材質>
- ベース・手すり・フレーム:スチール
- 手すり被覆部:ポリウレタン
- ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂
- カーペット:合成繊維

コンパクトですっきり、
つかみやすいカタチ
ベースがコンパクトなので
置き場所が広がります




手すりは端、
中央に設置可能
1台2通り



ベッド用アーム

“すっきりバー”で手すり部
全体がつかみやすい

つなぎめのない幅25cmの“すっきりバー”だから、つかみやすく、起き上がり、立ちあがりの動作がしやすい。



25cm

<クリンディ>



<クリンディベッド用アーム付>



スタンディ

パナソニック



型式	商品コード	TAISコード
PN-L80401	758865	00980-000315

- サイズ:幅63×奥行78×高さ70~85cm(3cm間隔6段階)
- ベース厚さ:1.1cm ●重量:22.5kg
- 最大使用者体重:100kg
- <材質>
- ベース・手すり・フレーム:スチール
- 平面部:ポリエチレン
- 手すり被覆部:エラストマー
- ベース縁ゴム:合成ゴム
- カーペット:合成繊維



手すりは、ベースの
縦・横・中央に設置できる

さまざまな用途と場所に
対応します。



面で支えるので、安心して使える

ふちは持ちやすい形状でさらに、しっかり握れるスリットもあり安心です。

面・手すり
最大使用者体重
100kg



面は使わない時、折りたためる

有効にスペースが使えます。狭い場所に設置しても、家族の生活を邪魔しません。



折りたたみ可能で
省スペース設計の面手すり
立ち上がりや立ったままの動作を
サポートします



自在手すりツインディ(水廻り用)

パナソニック



型式	商品コード	TAISコード
PN-L80701	759275	00980-000364

自在手すりツインディ(水廻り用) プロテクターセット	TAISコード
	00980-000365

プロテクター	型式	商品コード
	PN-L80711	759280

- サイズ:幅58×奥行58×高さ74.5~84.5cm(手すり部70~80cm、2cm間隔6段階)
- ベース厚さ:1.2cm
- 重量:17kg
- 最大使用者体重:100kg
- <材質>
- 手すり部:エラストマー(被膜部) アルミニウム(芯材・ジョイント)
- 支柱・ベース:ステンレス

あらゆる水廻りに設置可能
水廻り環境での
転倒リスクの軽減や
一連の動作をサポート



立ち座りと、つたい歩きをサポート
にぎりやすいグリップで安心して移動できます


しっかり握れる手すり幅34mm



ひんやりしない つなぎ目がなく、
素材を使用。 握りやすい。 両手でもしっかり握りやすい。

身体を安定させやすい角度調整

力が入りやすく使いやすい




※左側に角度をつけた場合

水が掛かってしまう場所
や、湿気の多い場所など
の水廻りに設置しても
お手入れ簡単です。



かびの内部への増殖をブロック



※防かび加工は、かびを死滅させるものではありません。
※水垢など商品に付着したものに発生したかびについては効力はありません。
※防かび剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。

<自在手すりツインディ>



<自在手すりツインディプロテクターセット>



支柱に取り付けることで
手すり在家財の干渉を
防ぎます



プロテクター

歩行サポート手すり スムーディ(屋内用) ひろがるシリーズ

パナソニック



つながる・ひろがる・安心手すり

目的の場所まで離れている場合や、コーナーがある場合でも安心して移動できます



- サイズ：標準ベース／60×90cm、ミドルベース／60×70cm
- ベース厚さ：1.1cm ●最大使用者体重：100kg
- <材質> ●ベース・下支柱：スチール
- 手すり被覆部・ベース縁ゴム：塩化ビニル樹脂
- ジョイント・手すり芯材・上支柱：アルミニウム
- カーペット：合成繊維
- 支柱カバー・被覆(回転連結支柱)：エラストマー
- 支柱カラー・ネジカバー：ポリプロピレン

サブセット構成一覧

記号	セットイメージ	品名	型式	TAISコード	手すり長さ	セット内容	商品コード
		屋内用	XPN-L80801	00980-000363	81cm	標準ベース	991393
						端支柱	991394
						端手すり	991395
		屋内用 1530タイプ	XPN-L80802	00980-000373	153cm	標準ベース	991393
						端手すり×2	991395
						ミドルベース	991428
						回転連結支柱	991429
A		屋内用 930タイプ	XPN-L80803	00980-000374	93cm	標準ベース	991393
		屋内用 930タイプ +930	XPN-L80804	00980-000375	186cm	端手すり	991395
						回転連結支柱	991429
		屋内用 930タイプ +620	XPN-L80805	00980-000376	155cm	標準ベース	991393
						端手すり	991395
						手すり930	991430
D		屋内用手すり 210	XPN-L80806	00980-000377	21cm	標準ベース	991393
		屋内用手すり 210 +930	XPN-L80808	00980-000378	114cm	端支柱	991394
						手すり930	991430
						ミドルベース	991428
		屋内用手すり 210 +620	XPN-L80809	00980-000379	83cm	ミドルベース	991428
						端支柱	991394
						手すり620	991431
		屋内用 回転手すり 330	XPN-L80807	00980-000380	33cm	ミドルベース	991428
						回転連結支柱	991429
		屋内用 回転手すり 330 +930	XPN-L80810	00980-000381	126cm	ミドルベース	991428
						回転連結支柱	991429
						手すり930	991430
		屋内用 回転手すり 330 +620	XPN-L80811	00980-000382	95cm	ミドルベース	991428
						回転連結支柱	991429
						手すり620	991431

組合せ例

<PN-L80801>	
<PN-L80802>	
<PN-L80803>	
<PN-L80804>	
<PN-L80805>	
<PN-L80806>	
<PN-L80807>	

ユニット構成

例	イメージ	セット	イメージ	品名	型式	TAISコード	商品コード
1		A×1セット F×1セット		屋内用 標準ベース	PN-L80801	00980-000366	991393
2		A×1セット E×1セット		屋内用 端支柱	PN-L80802	00980-000367	991394
3		A×1セット C×1セット		屋内用 端手すり	PN-L80803	00980-000368	991395
4		D×1セット E×1セット H×1セット		屋内用 ミドル ベース	PN-L80804	00980-000369	991428
5		A×1セット B×1セット		屋内用 回転連結 支柱	PN-L80805	00980-000370	991429
6		A×1セット F×1セット H×1セット		屋内用 手すり930	PN-L80806	00980-000371	991430
7		A×1セット E×1セット H×1セット		屋内用 手すり620	PN-L80807	00980-000372	991431
8		D×1セット F×1セット H×2セット					
9		B×2セット G×1セット					

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥排掃煙装置

購入品(入浴)

購入品(排泄)

歩行サポート手すり スムーディ

パナソニック



にぎれば分かる、安定感
置けなかったあの家に、
スムーディ

様々な玄関先のアプローチに対応できます




やさしい端部




つかみやすく、
袖口が
引っかかりにくいです。

支柱中央固定



支柱はベースの中央にも固定
できるから、
行きも帰り
も健側で
支えます。


フレキシブルジョイント



上下左右を調整して置けます。
上下左右
45°

手すりの長さを左右
5cmずつ調整できる 伸縮タイプも設定!

住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などの悩みを解消!



手すり980伸縮(片側+5cm)

手すり630伸縮(片側+5cm)

握り形状が変化しない伸縮



ジョイント内部で手すりが可動し
て伸縮するので、握り形状が変化
しません。

設置の対応力がUP



伸縮によって柔軟な調整が可能に
なり、しっかりと設置できます。

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
標準 タイプ	片手すり	XPN-L80601	759100	00980-000334	37kg
	両手すり	XPN-L80602	759105	00980-000335	43kg
	伸縮片手すり	XPN-L80611	759195	00980-000345	37.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80612	759200	00980-000346	44kg
ステップ タイプ	片手すり	XPN-L80603	759110	00980-000336	33kg
	両手すり	XPN-L80604	759115	00980-000337	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80613	759205	00980-000347	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80614	759210	00980-000348	39.5kg
ステップ 980 タイプ	片手すり	XPN-L80621	759175	00980-000355	33kg
	両手すり	XPN-L80622	759180	00980-000356	39kg
	伸縮片手すり	XPN-L80625	759245	00980-000359	33.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80626	759250	00980-000360	40kg

- サイズ(ベース部分): 標準/80×45cm、ステップ/96×30cm
- サイズ(全長): 標準/167cm(±5cm)、ステップ/125cm(±5cm)、ステップ980/160cm(±5cm)、
ロング1700/196cm(±10cm)、ロング2050/239cm(±10cm)、
ロング2400/274cm(±10cm)、ロング3460/380cm(±15cm)
- 手すり高さ: 70・72.5・75・77.5・80・82.5・85cm ●最大使用者体重: 100kg
- ※±の数値は、伸縮タイプの場合

タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量	
ロング 1700 タイプ	片手すり	XPN-L80623	759185	00980-000357	48kg
	両手すり	XPN-L80624	759190	00980-000358	57kg
	伸縮片手すり	XPN-L80627	759255	00980-000361	48.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80628	759260	00980-000362	58kg
ロング 2050 タイプ	片手すり	XPN-L80605	759120	00980-000338	52kg
	両手すり	XPN-L80606	759125	00980-000339	61kg
	伸縮片手すり	XPN-L80615	759215	00980-000349	52.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80616	759220	00980-000350	62.5kg
ロング 2400 タイプ	片手すり	XPN-L80607	759130	00980-000340	52kg
	両手すり	XPN-L80608	759135	00980-000341	62kg
	伸縮片手すり	XPN-L80617	759225	00980-000351	53kg
	伸縮両手すり	XPN-L80618	759230	00980-000352	64kg
ロング 3460 タイプ	片手すり	XPN-L80609	759140	00980-000342	67kg
	両手すり	XPN-L80610	759145	00980-000343	81kg
	伸縮片手すり	XPN-L80619	759235	00980-000353	68.5kg
	伸縮両手すり	XPN-L80620	759240	00980-000354	83.5kg

<材質>

- 手すり・端部手すり:塩化ビニル樹脂(被覆部)・アルミニウム(芯材)
- 支柱:アルミニウム・ステンレス(フランジ部)
- ベース:ステンレス
- ベース縁ゴム・ベースマット:塩化ビニル樹脂

<標準タイプ片手すり>	<標準タイプ両手すり>	<標準タイプ伸縮片手すり>	<標準タイプ伸縮両手すり>	<材質>	
<ステップタイプ片手すり>	<ステップタイプ両手すり>	<ステップタイプ伸縮片手すり>	<ステップタイプ伸縮両手すり>	<ステップ980タイプ片手すり>	<ステップ980タイプ両手すり>
<ステップ980タイプ伸縮片手すり>	<ステップ980タイプ伸縮両手すり>	<ロング1700タイプ片手すり>	<ロング1700タイプ両手すり>	<ロング1700タイプ伸縮片手すり>	<ロング1700タイプ伸縮両手すり>
<ロング2050タイプ片手すり>	<ロング2050タイプ両手すり>	<ロング2050タイプ伸縮片手すり>	<ロング2050タイプ伸縮両手すり>	<ロング2400タイプ片手すり>	<ロング2400タイプ両手すり>
<ロング2400タイプ伸縮片手すり>	<ロング2400タイプ伸縮両手すり>	<ロング3460タイプ片手すり>	<ロング3460タイプ両手すり>	<ロング3460タイプ伸縮片手すり>	<ロング3460タイプ伸縮両手すり>

仕様	標準タイプ	ステップタイプ	ステップ980タイプ	ロング1700タイプ	ロング2050タイプ	ロング2400タイプ	ロング3460タイプ
外觀	片手すり						
	両手すり						
対応段差の目安	3段 (45cm)	2段 (30cm)	3段 (45cm)	4段 (60cm)	5段 (75cm)	6段 (90cm)	9段 (135cm)
手すりの全長	135cm 〈伸縮〉130~140cm	100cm 〈伸縮〉95~105cm	135cm 〈伸縮〉130~140cm	170cm 〈伸縮〉160~180cm	205cm 〈伸縮〉195~215cm	240cm 〈伸縮〉230~250cm	346cm 〈伸縮〉331~361cm

ポイント
同じタイプのベース部分の置き換えが可能です！
ご自宅の段差幅に合わせて入れ替えるので便利！

設置パターン可否はこちら▶▶▶

※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

共通

- 段差のある場所に設置する際は、ベース端部が段鼻や踏面の縁よりも内側になるように設置してください。
- ベースよりも小さい縁石や凹凸が大きい面、芝生、滑りやすい面の上には設置できません。


ひろがる・ひろげる

パナソニックのレンタル手すり

点(各部屋)から線(部屋間移動~軒先)への導線と移動をサポート

脱衣所 ツインディ

廊下/リビング スムーディ



玄関先 スムーディ

玄関 スタンディ

ベッドサイド クリンディ

ひろがるシリーズ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 鳥糞処理装置
- 購入品(入浴)
- 購入品(排泄)


アットグリップ

アロン化成






あつという間に設置完了、
いろんな場所であなたを支える

	タイプ	型式	商品コード	TAISコード	重量
手すり固定タイプ	240片側タイプ	AT-C-240	758855	00221-000542	約19kg
	240両側タイプ	AT-C-240T	758860	00221-000543	約22kg
	630片側タイプ	AT-C-630	758620	00221-000544	約39kg
	630両側タイプ	AT-C-630T	758625	00221-000545	約47kg
	930片側タイプ	AT-C-930	758635	00221-000500	約39kg
	930両側タイプ	AT-C-930T	758640	00221-000501	約48kg
伸縮手すりタイプ	E800片側タイプ	AT-C-E800	759295	00221-000573	約38kg
	E800両側タイプ	AT-C-E800T	759300	00221-000574	約47kg
	E800-S片側タイプ	AT-C-E800-S	759305	00221-000575	約32kg
	E800-S両側タイプ	AT-C-E800T-S	759310	00221-000576	約39kg
	E1050片側タイプ	AT-C-E1050	759020	00221-000553	約39kg
	E1050両側タイプ	AT-C-E1050T	759025	00221-000554	約48kg
	E1050-S片側タイプ	AT-C-E1050-S	759150	00221-000568	約34kg
	E1050-S両側タイプ	AT-C-E1050T-S	759155	00221-000569	約40kg
	E1600片側タイプ	AT-C-E1600-N-S-N	759335	00221-000583	約63kg
	E1600両側タイプ	AT-C-E1600T-N-S-N	759340	00221-000584	約63kg
	E1600-S片側タイプ	AT-C-E1600-S2-N	759345	00221-000587	約46kg
	E1600-S両側タイプ	AT-C-E1600T-S2-N	759350	00221-000588	約55kg
	E2100片側タイプ	AT-C-E2100-N-S-N	759315	00221-000603	約53kg
	E2100両側タイプ	AT-C-E2100T-N-S-N	759320	00221-000604	約64kg
E2100-S片側タイプ	AT-C-E2100-S2-N	759325	00221-000607	約47kg	
E2100-S両側タイプ	AT-C-E2100T-S2-N	759330	00221-000608	約56kg	



- <材質>
- 手すり: ウッド/バウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
 - 高さ調節固定ピン: ポリエチレン・ステンレス
 - 支柱・高さ調節支柱: アルミニウム
 - ブラケット: アルミニウム合金
 - ベースプレート・固定プレート: ステンレス

<AT-C-240>	<AT-C-240T>	<AT-C-630>			
<AT-C-630T>	<AT-C-930>	<AT-C-930T>			
<AT-C-E800>	<AT-C-E800T>	<AT-C-E800-S>	<AT-C-E800T-S>		
<AT-C-E1050>	<AT-C-E1050T>	<AT-C-E1050-S>	<AT-C-E1050T-S>	<AT-C-E1600-N-S-N>	<AT-C-E1600T-N-S-N>
<AT-C-E1600-S2-N>	<AT-C-E1600T-S2-N>	<AT-C-E2100-N-S-N>	<AT-C-E2100T-N-S-N>	<AT-C-E2100-S2-N>	<AT-C-E2100T-S2-N>



レッツバー

パラマウントベッド



レッツバー

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9501L	758885	00170-001053
	ハイタイプ	KQ-9501H	758895	00170-001055
レッツバー 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9502L	758890	00170-001052
	ハイタイプ	KQ-9502H	758900	00170-001054

- 対応あがりかまち高さ：ロータイプ 0～20cm、ハイタイプ 20～40cm
 - 手すり間ピッチ：両手タイプ / 51.5cm
 - サイズ：ベース部分 / 80.5×56cm
 - 手すり上部 / ロータイプ 96～106cm (2.5cm間隔 5段階)
 - ハイタイプ 116～126cm (2.5cm間隔 5段階)
 - 手すり下部 / ロータイプ 80～90cm (2.5cm間隔 5段階)
 - ハイタイプ 90～100cm (2.5cm間隔 5段階)
 - 重量：片手タイプ / ロータイプ 24.2kg、ハイタイプ 24.7kg
両手タイプ / ロータイプ 29.2kg、ハイタイプ 30.2kg
 - 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- 手すり部：皮膜 / PVC樹脂 芯材 / スチール
 - 手すりフレーム：ステンレス
 - 高さ調整脚：ステンレス
 - ベースプレート：ステンレス
 - 滑り止めマット：PVC



両手タイプ

<片手 ロータイプ>

<片手 ハイタイプ>



<両手 ロータイプ>

<両手 ハイタイプ>



商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー 手すり 片手	ロータイプ	KQ-9531L	758920	00170-001058
	ハイタイプ	KQ-9531H	758930	00170-001059
レッツバー 手すり 両手	ロータイプ	KQ-9532L	758915	00170-001047
	ハイタイプ	KQ-9532H	758925	00170-001048

- 対応あがりかまち高さ：ロータイプ 3～36cm、ハイタイプ 36～54cm
 - 手すり間ピッチ：両手タイプ / 56cm
 - サイズ：ベース部分 / 80×87cm
 - 手すり上部 / ロータイプ 88～126cm (支柱:5cm間隔 5段階)
 - (手すり: 4.5cm間隔 5段階)
 - ハイタイプ 106～144cm (支柱:5cm間隔 5段階)
 - (手すり: 4.5cm間隔 5段階)
 - 手すり下部 / ロータイプ・ハイタイプ 70～90cm (支柱: 5cm間隔 5段階)
 - 重量：片手タイプ / ロータイプ 29kg、ハイタイプ 29.4kg
両手タイプ / ロータイプ 36.4kg、ハイタイプ 37.2kg
 - 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- 手すり部：皮膜 / PVC樹脂 芯材 / ステンレス
 - 手すりフレーム：ステンレス
 - 支柱：ステンレス
 - ベースプレート：表面 / FRP 芯材 / 発泡材・ステンレス フチ材 / アルミ・合成ゴム
 - おもり：スチール・合成ゴム
 - 保護マット：PVC



両手タイプ

<片手 ロータイプ>

<片手 ハイタイプ>



<両手 ロータイプ>

<両手 ハイタイプ>



レッツバー コンパクト

パラマウントベッド



レッツバー

商品名	タイプ	型式	商品コード	TAISコード
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 片手	ロータイプ	KQ-9511L	759030	00170-001186
	ハイタイプ	KQ-9511H	759040	00170-001188
レッツバー コンパクト 玄関用手すり 両手	ロータイプ	KQ-9512L	759035	00170-001187
	ハイタイプ	KQ-9512H	759045	00170-001189

- 対応あがりかまち高さ：ロータイプ 0～20cm、ハイタイプ 20～40cm
 - 手すり間ピッチ：両手タイプ / 47.5cm
 - サイズ：ベース部分 / 69.5×56cm
 - 手すり上部 / ロータイプ 96～106cm (2.5cm間隔 5段階)
 - ハイタイプ 116～126cm (2.5cm間隔 5段階)
 - 手すり下部 / ロータイプ 80～90cm (2.5cm間隔 5段階)
 - ハイタイプ 90～100cm (2.5cm間隔 5段階)
 - 重量：片手タイプ / ロータイプ 22kg、ハイタイプ 22.5kg
両手タイプ / ロータイプ 27kg、ハイタイプ 28kg
 - 最大使用者体重：100kg
- <材質>
- 手すり部：皮膜 / PVC樹脂 芯材 / スチール
 - 手すりフレーム：ステンレス
 - 高さ調整脚：ステンレス
 - ベースプレート：ステンレス
 - 滑り止めマット：PVC



片手タイプ

<片手 ロータイプ>

<片手 ハイタイプ>



<両手 ロータイプ>

<両手 ハイタイプ>



※片手タイプの手すりは端・中央に設置できます。

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

- 手すり間口：51.6cm
 - 手すり高さ：80～85cm
 - ベース：77.3×55.1cm
 - 重量：32.8kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
 - 手すり部：イレクター・アルミ合金 (ジョイント)



たちあっぷ 540


矢崎化工



型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

- 手すり間口：53.7cm
 - 手すり高さ：104～139cm
 - ベース：78×74.5cm
 - 重量：34.7kg
- <材質>
- ベース部：ステンレス
 - 手すり部：イレクター・アルミ合金 (ジョイント)

屋内、屋外でも使用可能な補助手すり



ベスポジ-e DIPPER ホクメイ **A B C D E**

基本セット

仕様/型式	商品コード	セット内容	TAISコード
丸型ベースセット BPE-100-11	758645	基本セット(丸)	00254-000052
T型ベースセット BPE-100-10	758650	基本セット(T)	00254-000051
丸型ベースセット +耐水ベース BPE-100-81	758645 758745	基本セット(丸) 耐水ベース	00254-000053
T型ベースセット +耐水ベース BPE-100-80	758650 758745	基本セット(T) 耐水ベース	00254-000066

- <サイズ>
●使用サイズ: 1.9~2.7m
●ポール部(直径): 4.5cm
●重量: 丸型/4.3kg、T型/4.4kg
- <材質>
●主材: アルミパイプ
●表面: 樹脂コーティング

従来より天井負担を軽減しつつ、
強度安全性がさらに向上しました

<丸型ベースセット>



<T型ベースセット>



<丸型ベースセット+耐水ベース>



<T型ベースセット+耐水ベース>




耐水ベース

型式	商品コード
BPE-100-90	758745

●ベース径: 20cm

玄関ポーチや
ベランダなどへ
設置する際の
ベースです



※地域によっては対応が
できない場合もございます。

※基本セットの下部ベースを交換して
使用します。

ベスポジ-e 連結用セット

品名/セットイメージ	サイズ	TAISコード	セット内容	商品コード
① システム木手すり 固定セット	60cm	00254-000113	システムエンドブラケット(固定)×2	758655
	90cm	00254-000062	システムブラケット用丸棒×1	758660 758665 758670
	120cm	00254-000117		
② システム 木手すり 曲げセット	60cm	00254-000114	システムエンドブラケット(曲げ)×2	758685
	90cm	00254-000063	システムブラケット用丸棒×1	758660 758665 758670
	120cm	00254-000118		
③ システム木手すり 跳ね上げセット	60cm	00254-000115	システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1	758720
	90cm	00254-000064	システムエンドブラケット(取り外し)×1	758715
	120cm	00254-000119	システムブラケット用丸棒×1	758660 758665 758670
④ システム木手すり 取り外しセット	60cm	00254-000116	システムエンドブラケット(取り外し)×2	758715
	90cm	00254-000065	システムブラケット用丸棒×1	758660 758665 758670
	120cm	00254-000120		
⑤ システム伸縮手すり 固定セット	60~90cm	00254-000169	システムエンドブラケット(固定)×2	758655
	90~120cm	00254-000170	システム伸縮手すり×1	758845 758850
⑥ システム伸縮手すり 曲げセット	60~90cm	00254-000171	システムエンドブラケット(曲げ)×2	758685
	90~120cm	00254-000172	システム伸縮手すり×1	758845 758850
⑦ レール手すり	120cm	00254-000342	レール手すり×1	758875

ベスポジ-e オプション

※地域によっては対応ができない場合もございます。

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

●手すり部: 集成材 ●ジョイント部: ナイロン ●手すり径: φ35

<35cmサイズ>



<ロングサイズ>



グリップアーム-e5P斜 BPE-300-50

商品コード	TAISコード
758800	00254-000142

●手すり部: エラストマー ●ジョイント部: ナイロン
●手すり長さ: 59.8cm ●手すり径: φ35




屋外でも
使用可能



円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

●手すり部: 集成材 ●ジョイント部: ナイロン
●製品直径: 28cm ●手すり径: φ32



移乗などの
方向転換補助に



角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

●手すり部: 集成材 ●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 30.2×20.2cm ●手すり径: φ32



2WAYで
使用可能



玄関アーム レギュラー ENT-180-30

商品コード	TAISコード
758450	00254-000159

●手すり部: アルミ
●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 133×39.5cm
●手すり径: φ35

※補助ベースはベスポジ-eには
不要です。

・滑り止めシート(160角)×1
・丸グリップ×2 ・補助ベース×1



膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

●手すり部: 合皮・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

膝崩れ予防に




肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

●手すり部: 合皮・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

リウマチなど
握れない方に



プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

●手すり部: 合皮・クッション材
●ジョイント部: ナイロン

床からの
立ち上がりなどに



レール手すり BPE-300-80

サイズ	商品コード	TAISコード
120cm	758875	00254-000342



H型連結キャップセット

型式	商品コード
SBR-700-90	758975




H型連結キャップセット レール手すり


バスポジ H型・ト型 組み合わせ一覧

セットイメージ	品名	サイズ	型式	TAISコード	セット内容	商品コード
①	H型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-H11-060	00254-000097	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1	758645 758655
		90cm	BPE-H11-090	00254-000054		758660 758665 758670
		120cm	BPE-H11-120	00254-000105		
②	H型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H21-060	00254-000098	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1	758645 758685
		90cm	BPE-H21-090	00254-000055		758660 758665 758670
		120cm	BPE-H21-120	00254-000106		
③	H型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H31-060	00254-000099	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1	758645 758720 758715
		90cm	BPE-H31-090	00254-000056		758660 758665 758670
		120cm	BPE-H31-120	00254-000107		
④	H型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-H41-060	00254-000100	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1	758645 758715
		90cm	BPE-H41-090	00254-000057		758660 758665 758670
		120cm	BPE-H41-120	00254-000108		
⑤	H型 伸縮固定セット (丸ベース)	60~ 90cm	BPE-H51-609	00254-000175	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(固定)×2 システム伸縮手すり×1	758645 758655
		90~ 120cm	BPE-H51-912	00254-000176		758845 758850
⑥	H型 伸縮曲げセット (丸ベース)	60~ 90cm	BPE-H61-609	00254-000179	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(曲げ)×2 システム伸縮手すり×1	758645 758685
		90~ 120cm	BPE-H61-912	00254-000180		758845 758850
⑦	H型 レール手すり セット (丸ベース)	120cm	BPE-H71-120	00254-000344	基本セット(丸ベース)×2 レール手すり×1	758645 758875
⑧	ト型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-J11-060	00254-000101	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(固定)×1 SBR(固定用)連結アタッチメント×1 システムブラケット用丸棒×1	758645 758655 758725
		90cm	BPE-J11-090	00254-000058		758660 758665 758670
		120cm	BPE-J11-120	00254-000109		
⑨	ト型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J21-060	00254-000102	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(曲げ)×1 SBR(曲げ用)連結アタッチメント×1 システムブラケット用丸棒×1	758645 758685 758730
		90cm	BPE-J21-090	00254-000059		758660 758665 758670
		120cm	BPE-J21-120	00254-000110		
⑩	ト型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J71-060	00254-000103	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1 システムブラケット用丸棒×1	758645 758720 758740
		90cm	BPE-J71-090	00254-000060		758660 758665 758670
		120cm	BPE-J71-120	00254-000111		
⑪	ト型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-J81-060	00254-000104	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1 システムブラケット用丸棒×1	758645 758715 758740
		90cm	BPE-J81-090	00254-000061		758660 758665 758670
		120cm	BPE-J81-120	00254-000112		
⑫	ト型 伸縮固定セット (丸ベース)	60~ 90cm	BPE-J31-609	00254-000191	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(固定)×1 SBR(固定用)連結アタッチメント×1 システム伸縮手すり×1	758645 758655 758725
		90~ 120cm	BPE-J31-912	00254-000192		758845 758850
⑬	ト型 伸縮曲げセット (丸ベース)	60~ 90cm	BPE-J41-609	00254-000195	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(曲げ)×1 SBR(曲げ用)連結アタッチメント×1 システム伸縮手すり×1	758645 758685 758730
		90~ 120cm	BPE-J41-912	00254-000196		758845 758850
⑭	ト型 レール手すり セット (丸ベース)	120cm	BPE-J91-10	00254-000352	基本セット(丸ベース)×1 レール手すり×1 H型連結キャップセット×1	758645 758875 758975


組み合わせ例
3本以上の基本セットを連結する際には、システムエンドブラケットの一部にアタッチメントを用いることで納まりをよくできます。



レール手すり寸法図



連結方法



手すり

- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 徘徊感知機器
- 手すり
- 歩行補助つえ
- 歩行器
- 車いす
- 車いす付属品
- スロープ
- 移動用リフト
- 鳥糞処理装置
- 購入品(入浴)
- 購入品(排泄)